## Московский физико-технический институт (госудраственный университет)

Лабораторная работа по электричеству

Измерение магнитного поля Земли [3.1.3]

Талашкевич Даниил Александрович Группа Б01-009

### Содержание

1	Аннотация	1
2	Теоретические сведения	1
	2.1 Спектральный анализ электрических сигналов	1
	2.2 Периодическая последовательность прямоугольных импуль-	
	COB	3
	2.3 Периодическая последовательность цугов	
	2.4 Амплитудно-модулированные колебания	5
3	Экспериментальное оборудование и методика измерений	6
4	Ход работы	6
5	Вывод	6
6	Литература	6

#### 1 Аннотация

В работе изучается спектральный состав периодических электрических сигналов различной формы: последовательности прямоугольных импульсов, последовательности цугов и амплитудно модулированных гармонических колебаний. Спектры этих сигналов наблюдаются с помощью промышленного анализатора спектра и сравниваются с рассчитанными теоретически.

#### 2 Теоретические сведения

Сколь угодно сложный электрический сигнал V (t) может быть разложен на более простые сигналы. В радиотехнике широко используется разложение сигнала V (t) на совокупность гармонических сигналов различных частот  $\omega$ . Функция  $F(\omega)$ , описывающая зависимость амплитуд отдельных гармоник от частоты, называется амплитудной спектральной характеристикой сигнала V(t). Представление сложного периодического сигнала в виде суммы дискретных гармонических сигналов в математике называется разложением в ряд Фурье.

Зная спектральныи состав  $F(\omega)$  периодической последовательности некоторого импульса V(t), мы можем осуществить обратное преобразование Фурье: сложив отдельные гармоники со своими амплитудами и фазами, получить необходимую последовательность импульсов. Степень совпадения полученного сигнала с V(t) определяется количеством синтезированных гармоник: чем их больше, тем лучше совпадение. Рассмотрим конкретные примеры периодических функции, которые будут предметом исследования в нашей работе.

Рассмотрим конкретные примеры периодических функций, которые будут предметом исследования в нашей работе.

#### 2.1 Спектральный анализ электрических сигналов




Рис. П.1. График периодической функции с периодом повторения T

Пусть заданная функция f(t) периодически повторяется с частотой  $\Omega_1=2\pi/T$ , где T- период повторения ( рис. П.1). Её разложение в ряд Фурье имеет вид

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ a_n \cos(n\Omega_1 t) + b_n \sin(n\Omega_1 t) \right]$$

или

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\Omega_1 t - \psi_n)$$

Здесь  $a_0/2 = A_0/2$ — постоянная составляющая (среднее значение) функции f(t);  $a_n$  и  $b_n$ — амплитуды косинусных и синусных членов разложения. Они определяются выражениями

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \cos(n\Omega_1 t) dt$$
  
$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \sin(n\Omega_1 t) dt$$

Точку начала интегрирования  $t_1$  можно выбрать произвольно. В тех случаях, когда сигнал четен относительно  $\mathbf{t}=0$ , в тригонометрическои записи остаются только косинусные члены, т.к. все коэффициенты  $b_n$  обращаются в нуль. Для нечетнои относительно  $\mathbf{t}=0$  функции, наоборот, ряд состоит только из синусных членов.

Амплитуда  $A_n$  и фаза  $\psi_n n$  -й гармоники выражаются через  $a_n$  и  $b_n$  следующим образом:

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}; \quad \psi_n = \operatorname{arctg} \frac{b_n}{a_n}$$

Как мы видим, спектр любой периодической функции состоит из набора гармонических колебаний с дискретными частотами:  $\Omega_1, 2\Omega_1, 3\Omega_1 \dots$  и постоянной составляющей, которую можно рассматривать как колебание с нулевой частотой  $(0 \cdot \Omega_1)$ .

Представим выражение в комплексной форме. Для этого заменим косинусы экспонентами в соответствии с формулой

$$\cos\alpha = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}$$

Подстановка даёт

$$f(t) = \frac{1}{2} \left( A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-i\psi_n} e^{in\Omega_1 t} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{i\psi_n} e^{-in\Omega_1 t} \right)$$

Введём комплексные амплитуды  $\tilde{A}_n$  и  $\tilde{A}_{-n}$ 

$$\tilde{A}_n = A_n e^{-i\psi_n}; \quad \tilde{A}_{-n} = A_n e^{i\psi_n}; \quad \tilde{A}_0 = A_0$$

Разложение f(t) приобретает вид

$$f(t) = \frac{1}{2} \sum_{n = -\infty}^{\infty} \tilde{A}_n e^{in\Omega_1 t}$$

Как мы видим, введение отрицательных частот (типа  $n\Omega_1$ ) позволяет записать разложение Фурье особенно поостым образом.

Для расчёта комплексных амплитуд  $A_n$  умножим левую и правую части на  $e^{-ik\Omega_1t}$  и проинтегрируем полученное равенство по времени на отрезке, равном одному периоду, например, от  $t_1=0$  до  $t_2=2\pi/\Omega_1$ . В правой части обратятся в нуль все члены, кроме одного, соответствующего n=k. Этот член даёт  $A_kT/2$ . Имеем поэтому

$$A_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t)e^{-ik\Omega_1 t} dt$$

Рассмотрим периодические функции, которые исследуются в нашей работе.

# 2.2 Периодическая последовательность прямоугольных импульсов

С амплитудой  $V_0$ , длительностью  $\tau$ , частотой повторения  $f_{\text{повт}}=1/T$ , где T- период повторения импульсов.

Среднее значение

$$\langle V \rangle = \frac{a_0}{2} = \frac{A_0}{2} = \frac{1}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} V_0 dt = V_0 \frac{\tau}{T}$$


Амплитуды косинусных составляющих равны

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} V_0 \cos\left(n\Omega_1 t\right) dt = 2V_0 \frac{\tau}{T} \frac{\sin\left(n\Omega_1 \tau/2\right)}{n\Omega_1 \tau/2} \sim \frac{\sin x}{x}$$

Поскольку наша функция чётная, все амплитуды синусоидальных гармоник  $b_n=0$ . Спектр  $F(\nu)$  последовательности прямоугольных импульсов представлен на рис. П.З. Амплитуды гармоник  $A_n$  меняются по Закону  $(\sin x)/x$  На рис. П.З изображён спектр для случая, когда T кратно  $\tau$ . Назовём шириной спектра  $\Delta \omega$  (или  $\Delta \nu$ ) расстояние от главного максимума ( $\nu=0$ ) до первого нуля, возникающего, как нетрудно убедиться, при  $\Omega_1=2\pi/\tau$  При этом

$$\Delta\omega au\simeq 2\pi$$
 или  $\Delta
u\Delta t\simeq 1$ 

Полученное соотношение взаимной связи интервалов  $\Delta \nu$  и  $\Delta t$  является частным случаем соотношения неопределенности в квантовой механике. Несовместимость острой локализации волнового процесса во времени с узким спектром частот - явление широко известное в радиотехнике. Ширина селективной настройки  $\Delta \nu$  радиоприёмника ограничивает приём радиосигналов Длительностью  $t < 1/\Delta \nu$ 



#### 2.3 Периодическая последовательность цугов

Гармонического колебания  $V_0 \cos{(\omega_0 t)}$  с длительностью цуга  $\tau$  и периодом повторения T (рис.  $\Pi.4$ )

Функция f(t) снова является чётной относительно t=0. Амплитуда n -й гармоники равна

$$A_n = a_n = \frac{2}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} V_0 \cos(\omega_o t) \cdot \cos(n\Omega_1 t) dt =$$

$$= V_0 \frac{\tau}{T} \left( \frac{\sin[(\omega_0 - n\Omega_1)\frac{\tau}{2}]}{(\omega_0 - n\Omega_1)\frac{\tau}{2}} + \frac{\sin[(\omega_0 + n\Omega_1)\frac{\tau}{2}]}{(\omega_0 + n\Omega_1)\frac{\tau}{2}} \right)$$

Такое спектральное распределение F  $(\omega)$  для случая, когда  $\frac{T}{\tau}$  равно целому числу, представлено на рис. П.5. Сравнивая спектр последовательности прямоугольных импульсов и спектр цугов (см. рис. П.3 и П.5), мы видим, что они аналогичны, но их максимумы сдвинуты по частоте на величину  $\omega_0$ .



вательность цугов

 $\delta \omega$   $\sim \frac{\sin x}{x}$   $\omega$   $\omega_0$   $\Delta \omega + |\Delta \omega| + \Delta \omega$ 

Рис. П.5. Спектр периодической последовательности цугов

#### 2.4 Амплитудно-модулированные колебания.




Рис. П.6. Гармонические колебания, модулированные по амплитуле




Рис. П.7. Спектр колебаний, модулированных по амплитуде

Рассмотрим гармонические колебания высокой частоты  $\omega_0$ , амплитуда которых медленно меняется по гармоническому закону с частотой  $\Omega$  ( $\Omega \ll \omega_0$ ) (рис.  $\Pi.6$ ):

$$f(t) = A_0[1 + m\cos(\Omega t)]\cos(\omega t)$$

Коэффициент m называют глубиной модуляции. При m < 1 амплитуда колебаний меняется от минимальной  $A_{\min} = A_0(1-m)$  до максимальной  $A_{\max} = A_0(1+m)$ . Глубина модулящии может быть представлена в виде

$$m = \frac{A_{\text{max}} - A_{\text{min}}}{A_{\text{max}} + A_{\text{min}}}$$

Простым тригонометрическим преобразованием можно найти спектр амплитудномодулированных колебаний:

$$f(t) = A_0 \cos(\omega_0 t) + A_0 m \cos(\Omega t) \cos(\omega_0 t) =$$

$$= A_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{A_0 m}{2} \cos(\omega_0 + \Omega) t + \frac{A_0 m}{2} \cos(\omega_0 - \Omega) t$$

Спектр  $F(\omega)$  таких колебаний содержит три составляющих (рис. П. 7) Основная компонента представляет собой исходное немодулированное колебание с иесущей частотой  $\omega_0$  и амплитудой  $A_{\rm oc}=A_0-$  первое слагаемое в правой части; боковые компоненты спектра соответствуют гармоническим колебаниям с частотами ( $\omega_0+\Omega$ ) и ( $\omega_0-\Omega$ ) — Второе и третье слагаемые. Амплитуды этих двух колебаний одинаковы и составляют m/2 от амплитуды немодулированного колебания:  $A_{\rm 6ok}=A_0m/2$ 

- 3 Экспериментальное оборудование и методика измерений
- 4 Ход работы
- 5 Вывод
- 6 Литература
  - 1. **Лабораторный практикум по общей физике:** Учебное пособие. В трех томах. Т. 2. Электричество и магнетизм /Гладун А.Д., Александров Д.А., Берулёва Н.С. и др.; Под ред. А.Д. Гладуна М.: МФТИ, 2007. 280 с.
  - 2. **Данные о магнитном поле Земли:** www.rusmagnet.ru